

INSUMO

 RAW MATERIAL ☐

SUB-ENSAMBLE

 SUB-ASSEMBLE ☐

PRODUCTO TERMINADO

 FINISHED PRODUCT ☒

CATALOGO / CATALOG:	CÓDIGO / CODE:
AH901919 AH901925 AH901931 AH902019 AH902025 AH902031 AH902219 AH902225 AH902231	003
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:	
BIOACCESS Aguja Tipo Huber, angulada 90°, diversos calibres y longitudes, con extensión, estéril y desechable / <i>BIOACCESS Huber Needle Type, 90 ° angulation, various sizes and lengths, with extension, sterile, disposable.</i>	
APLICACIÓN / APPLICATION:	
Para la administración en puertos vasculares / <i>For administration in vascular ports</i>	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / STORAGE CONDITIONS:	
Temperatura ambiente (15 a 30 °C), humedad relativa no mayor a 70%, libre de polvo y protegido de la luz solar / <i>Room temperature (15-30 °C), relative humidity not more than 70% dust free and protected from sunlight.</i>	
CONDICIONES DE ENTREGA / DELIVERY CONDITIONS:	
Empaque individual con una pieza / <i>Individual packing a piece.</i>	
MATERIAL / MATERIAL	
Artículo elaborado de material plástico grado médico y material metálico, DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DE LA AGUJA • Aguja de Punción de acero inoxidable • Tubo Transportador • Pinza Obturadora • Conector • Tapón Luer • Ala Antiderrapante <i>Article made of medical grade plastic material and metallic material</i> DESCRIPTION OF COMPONENTS OF THE NEEDLE • Puncture Needle Stainless Steel • Transporter Tube • Sealing clamp • Connector • Luer Cap • Wing skid	
DIMENSIONES / DIMENSIONS	
Calibre de la aguja: De 19 a 22 G / <i>Gauge needle: 19 to 22 Ga</i> Longitudes de la aguja: De 19 a 31 mm / <i>Needle lengths: 19 to 31 mm</i>	
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	
Producto estéril, esterilizado con óxido de etileno, atóxico, libre de pirógenos, desechable de un solo uso. La superficie que se ponga en contacto con líquidos suministrados, no contendrá sustancias que puedan disolverse o provocar reacciones con los mismos / <i>Sterile product sterilized with ethylene oxide, non-toxic, non-pyrogenic, single-use disposable. The surface contacting with liquid supplied not contain substances that can dissolve or cause reactions therewith.</i>	
REQUIERE CERTIFICADO ANALÍTICO DE CALIDAD / ANALITICAL QUALITY CERTIFICATE REQUIRED	SI / YES

CLAVE (CODE)	PRUEBA (TEST)	INTERPRETACIÓN (INTERPRETATION)	NCA (AQL)	NIVEL (LEVEL)	REFERENCIA (REFERENCE)
FM001	ACABADO / FINISH	CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS / CLASSIFICATION OF DEFECTS CRÍTICOS PARTES PLÁSTICAS Presencia de puntos negros mayores de 0.50 mm (más de 3), material con perforaciones, quemaduras, fisuras, deformaciones que afecten la calidad o funcionalidad del equipo, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes PARTES METÁLICAS Corrosión a simple vista, muescas, rebabas, fisuras, grietas, rayas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja, la aguja sin pulido final a espejo satinado. MATERIAL DE EMPAQUE Envase primario mal sellado, roto o abierto, datos o leyendas de un producto diferente, falta de advertencias en envase primario, fecha de caducidad ausente, adulterada, equivocada, vencida o ilegible. Ausencia total de datos o leyendas. Ausente o ilegible alguno de los siguientes datos: - Nombre genérico del producto - Marca, logotipo o razón social del fabricante - Domicilio comercial del fabricante y distribuidor - Calibre y longitud nominal de la guja - Estéril, Atóxico, Libre de pirógenos, Desechable, (o símbolos correspondientes) - Número de Lote CRITICAL PLASTIC PARTS <i>Presence of black spots greater than 0.50 mm (3 +), material with holes, burns, cracks, deformation affecting the quality or functionality of the device, bubbles, voids, burrs, sharp edges, ridges, cracks, delaminations, landslides, infusible materials, foreign material, or chewy parts softened, nodules, missing parts.</i> METAL PARTS <i>Corrosion to the naked eye, nicks, burrs, cracks, scratches, deformation, overlay material, grinding marks, pores, dull parts in the edge and tip of the needle, the needle without a mirror polished satin finish.</i> PACKAGING MATERIAL <i>Poorly sealed primary container, broken or open, data or legends of a different product, lack of warnings in primary packaging, expiration date absent, adulterated, wrong, or illegible expired.</i> <i>Total lack of data or legends.</i> <i>Missing or illegible any of the following:</i> - Generic Product Name - Brand, logo or name of manufacturer - Business address of the manufacturer and distributor - nominal size and length of the Glaive - Sterile, non-toxic, non-pyrogenic, Disposable, (or symbols) - Lot Number	Crítico 1.0 Mayor 2.5 Menor 6.5	G-II	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos Método General MGA-DM 1241

		MAYORES PARTES PLÁSTICAS Presencia de puntos negros mayores a 0.55 mm (más de 3), rebabas no desprendibles, ampollas por humedad del material, incrustaciones, piezas manchadas. PARTES METÁLICAS Rebabas desprendibles filosas, material extraño. MATERIAL DE EMPAQUE Ausencia de los siguientes datos o leyendas: • “No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el envase primario haya sufrido ruptura previa” (o símbolos correspondientes) • No. de registro otorgado por la Secretaría de Salud. MAJOR PLASTIC PARTS <i>Blackheads presence of greater than 0.55 mm (more than 3), burrs not removable, moisture blisters material, inlays, pieces stained.</i> METAL PARTS <i>Removable burrs sharp, foreign material.</i> PACKAGING MATERIAL <i>Absence of these data or captions:</i> • <i>"We do not guarantee the sterility of the product if the primary container before rupture suffered" (or symbols)</i> • <i>No. of registration granted by the Ministry of Health.</i> MENORES PARTES PLÁSTICAS Color no uniforme, manchas, marcas, tinta o rayas muy leves. PARTES METAÁLICAS Rebaba desprendible, sin filo. MATERIAL DE EMPAQUE Etiquetas rotas y desgarradas pero con información legible y completa. MINOR PLASTIC PARTS <i>Color is not uniform, stains, marks, ink or very minor scratches.</i> METAL PARTS <i>Removable burrs dull.</i> PACKAGING MATERIAL <i>Tags torn and tattered but legible and complete information.</i>			
--	--	---	--	--	--

FM002	DIMENSIONAL / DIMENSIONAL	Dimensiones Tubo Transportador / Transporter Tube Dimensions: Longitud Útil/ length useful = 140 a 190 mm Dimensiones Aguja de Punción/ Dimensions Needle puncture:: <table><tr><th>Calibre / caliber (Gauge)</th><th>Diámetro Externo / outside diameter (mm)</th></tr><tr><td>19</td><td>1.030 a 1.100</td></tr><tr><td>20</td><td>0.860 a 0.920</td></tr><tr><td>22</td><td>0.698 a 0.730</td></tr></table> Longitud de Cánula de aguja/ Needle cannula length:: <table><tr><th>Longitud nominal del tubo de la aguja / Nominal length of the needle tube (mm)</th><th>Límites de tolerancia/ Tolerances (mm)</th></tr><tr><td>< 20</td><td>+1.0 / -2.0</td></tr><tr><td>20 y mayor</td><td>+1.5 / - 2.5</td></tr></table> Ángulo de la aguja / Angle of needle: 87° a 103°	Calibre / caliber (Gauge)	Diámetro Externo / outside diameter (mm)	19	1.030 a 1.100	20	0.860 a 0.920	22	0.698 a 0.730	Longitud nominal del tubo de la aguja / Nominal length of the needle tube (mm)	Límites de tolerancia/ Tolerances (mm)	< 20	+1.0 / -2.0	20 y mayor	+1.5 / - 2.5	1.0	S3	Especificaciones internas
Calibre / caliber (Gauge)	Diámetro Externo / outside diameter (mm)																		
19	1.030 a 1.100																		
20	0.860 a 0.920																		
22	0.698 a 0.730																		
Longitud nominal del tubo de la aguja / Nominal length of the needle tube (mm)	Límites de tolerancia/ Tolerances (mm)																		
< 20	+1.0 / -2.0																		
20 y mayor	+1.5 / - 2.5																		
FM003	INTEGRIDAD / INTEGRITY	No debe presentar fuga al aplicar una presión de aire de 0.51 kgf/cm ² / <i>Must not leak by applying air pressure of 0.51 kgf/cm²</i>	1.0	S2	MGA-DM 0841 Método A FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos														
FM004	RESISTENCIA DE LOS ENSAMBLES / RESISTANCE ASSEMBLIES	Los ensambles no deben desprenderse con una fuerza de tensión de 14,71 N (1.5 kgF) durante 15 seg. / <i>The assemblies must not detach with a tensile force of 14.71 N (1.5 kgf) for 15 sec.</i>	1.0	S2	MGA-DM 1714 FEUM Suplemento para dispositivos médicos,														
EXTERNO	INYECCIÓN SISTÉMICA / SYSTEMIC INJECTION	Los componentes plásticos deben cumplir la prueba. Los animales tratados no deben presentar reacción biológica significativamente mayor a los tratados con el blanco / <i>Plastic components must meet the test. Treated animals must not show significantly higher biological reaction to treaties with the white</i>	N/A	N/A	MGA 3083 FEUM Suplemento para dispositivos médicos														
EXTERNO	REACTIVIDAD INTRACUTÁNEA / INTRACUTANEOUS REACTIVITY	Los componentes plásticos deben cumplir la prueba. La diferencia entre el valor promedio de reacciones de la muestra y el blanco es de 1.0 o menor / <i>Plastic components must meet the test. The difference between the average value of the reaction sample and the target is 1.0 or less.</i>	N/A	N/A	MGA 3171 FEUM Suplemento para dispositivos médicos														
FS006	ACIDEZ O ALCALINIDAD / ACIDITY OR ALKALINITY	El pH de la muestra no varía en más de 1,0 unidad con respecto al blanco de referencia / <i>The pH of the sample does not change by more than 1.0 unit with respect to the reference white</i>	N/A	N/A	MGA-DM 0001 Método II FEUM Suplemento para dispositivos médicos														
EXTERNO	PIRÓGENOS/ PYROGEN	Ningún conejo debe mostrar un incremento individual de 0,5 °C o mas con respecto a su temperatura de control / <i>No rabbit should show a single increment of 0.5 ° C or more with respect to temperature control</i>	N/A	N/A	MGA 0711 FEUM Suplemento para dispositivos médicos														
MB002	ESTERILIDAD / STERILITY	Debe ser estéril / <i>Must be sterile</i>	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos – Método General MGA 0381														

EXTERNO	RESIDUOS DE ÓXIDO DE ETILENO Y ETILENCLORHID RINA <i>/ ETHYLENE OXIDE AND ETHYLENE CHLOROHYDRIN RESIDUES</i>	ETO: 60 mg/30 días / 60 mg/ 30 days ECH: 60 mg/30 días / 60 mg/ 30 days	N/A	N/A	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos
FS008	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN / CORROSION RESISTANCE	La superficie de la aguja no presenta indicios de corrosión/ <i>The surface of the needle no signs of corrosion</i>	1.0	S-2	FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos. Método IV MGA-DM 1712

Catálogo	Ángulo	Material de cánula	Longitud útil Aguja	Calibre	Ángulo de bisel (punta de aguja)
AH901919	90°	Acero Inoxidable	19.1 mm	19 G	45°
AH901925			25 mm		
AH901931			31.8 mm		
AH902019			19.1 mm	20 G	
AH902025			25 mm		
AH902031			31.8 mm		
AH902219			19.1 mm	22 G	
AH902225			25 mm		
AH902231			31.8 mm		
					